

**MAKALAH KAIZEN**

**“ Pengadaan Gantungan Dower Cateter  
( Simple Hanger ) ”**



**Unit : RPU L3**

**Di susun oleh :**

- 1. Devi Dzakia**
- 2. Ahmad Tri**

**RS SARI ASIH SERANG**

**Jl. Jendra Sudirman, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang**

## **A. RINGKASAN**

Simple Hanger ( SH ) merupakan inovasi yang dibuat untuk meminimalisir resiko infeksi yang terjadi baik kepada pasien maupun petugas , juga dapat memberikan kemudahan kepada petugas untuk mengukur urine maupun membuang urine dan juga dapat memberikan rasa nyaman kepada pasien ataupun petugas.

Cara penggunaan Simple Hanger yaitu pada pasien-pasien yang menggunakan dower kateter dengan cara menggunakan gantungan yang telah dimodifikasi , digantungkan pada sisi tempat tidur pasien. Cara ini dapat menghemat penggunaan kain kasa ( karena sebelumnya menggunakan kain kasa.

## **B. LATAR BELAKANG**

Lantai 3 merupakan ruang rawat inap yang melayani pasien dewasa maupun pasien anak-anak. Dengan jumlah kamar 22 dan jumlah bed 46 . Jumlah perawat yang berdinasi dalam 1 shift  $\pm$  5 orang perawat pelaksana (PLK) dan 1 Perawat Penanggung Jawab Tim (PJT).

Di ruang perawatan lantai 3 merupakan ruangan yang melayani pasien-pasien rawat biasa, pra operasi maupun post operasi. Pasien dengan Post Operasi hampir mencapai  $\pm$  80 % menggunakan selang kateter (DC) yang sudah terpasang dari ruang Operasi, dan terkadang pasien-pasien biasa pun sudah terpasang selang kateter (DC) dari Ruang IGD. Pasien-pasien yang menggunakan selang kateter (DC) urine bag nya tersimpan di bawah tempat tidur. Idealnya urin bag tergantung bukan tersimpan di lantai, Resiko yang akan terjadi jika urin bag tersimpan di bawah adalah bisa saja urin bag terinjak oleh keluarga pasien atau pasien itu sendiri, dampak lain pun seperti infeksi bisa saja terjadi dan bisa menimbulkan adanya najis jika urine tersebut keluar dari urine bag, komplikasi utama yang dapat terjadi pada pemasangan kateter adalah infeksi dan trauma. Banyak bakteri akan mulai berkolonisasi di dalam kateter, yang dapat memicu terjadinya infeksi nosocomial.

## **C. TUJUAN INOVASI**

1. Meminimalisir resiko infeksi dan masalah yang terjadi baik kepada pasien ataupun petugas
2. Dapat memberikan rasa yang nyaman kepada pasien dan keluarga pasien.
3. Memberikan kemudahan kepada petugas untuk mengukur urine maupun membuang urine.
4. Menambah nilai estetik
5. Mengembalikan fungsi kassa

## **D. LANGKAH-LANGKAH**

Cara penggunaan Simple Hanger sangat mudah dan simple yaitu dengan cara memasukan sisi besi ke lubang urine bag lalu digantungkan pada sisi tempat tidur pasien atau dapat dibawa oleh pasien Ketika mobilisasi.

Foto sebelum menggunakan Simple Hanger






Foto setelah menggunakan Simple Hanger



## SPO Simple Hanger

 <p><b>RUMAH SAKIT SARI ASIH SERANG</b></p> <p>Jl. Jend. Sudirman No. 38 Perancangan, Kota Serang - Banten Telp. 0254-220022 (Hunting), Fax. 0254-220543 e-mail : rsariasih.serang@gmail.com</p>	<b>SPO SIMPLE HANGER</b>		
	<b>No. Dokumen :</b> 001/SPO/YANMED/RSSAS/IV/2021	<b>No. Revisi :</b>	<b>Halaman :</b> 1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> 4 April 2021	 <b>dr. Yahmin Setiawan, MARS</b> Direktur	
<b>PENGERTIAN</b>	<i>Simple hanger</i> adalah alat yang digunakan untuk menggantung urine bag dan drain agar mempermudah perawat dalam mengevaluasi produksi dan jumlah urine atau drain pada pasien		
<b>TUJUAN</b>	Mempermudah petugas dalam menghitung dan membuang produksi yang ada di dalam urine bag, mengurangi infeksi nosokomial, mengurangi pemborosan kasa.		
<b>KEBIJAKAN</b>	1. Peraturan direktur nomor 088/PER/DIR/RSSAS/IV/2018 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah sakit. 2. Peraturan direktur nomor 010/PER/DIR/RSSAS/IV/2018 tentang inventaris ruangan		
<b>PROSEDUR</b>	1. Jelaskan kepada pasien tentang tindakan yang diberikan 2. Perawat mempersiapkan alat 3. Perawat mencuci tangan 4. Gantungkan urine bag pada <i>simple hanger</i> , kemudian gantungkan <i>simple hanger</i> pada pinggir bed pasien 5. Posisikan <i>simple hanger</i> pada posisi yang mudah dijangkau dan mudah dilihat 6. Perawat cuci tangan  <b>Hal yang perlu di perhatikan:</b> a. Tanyakan kenyamanan pasien terhadap <i>simple hanger</i> yang dipasang perawat dengan angket penilaian kenyamanan pasien. b. Pastikan selang drain/urine bag tidak terlipat atau tertekuk.		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang keperawatan rawat inap</li> <li>• Seluruh perawat diruangan rawat inap</li> </ul>		

## E. DIAGRAM PROSES



**F. HASIL IMPLEMENTASI SIMPLE HANGER BERDASARKAN INDIKATOR**

NO	INDIKATOR	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1.	Setiap petugas paham menggunakan sample hanger	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah hanger sesuai stok	50%	70%	100%	100%
3.	Setiap pasien yang terpasang urine bag baik kateter , drain maupun NGT terpasang simple hanger	50%	70%	100%	100%
4.	Setiap operan shift PJT melakukan evaluasi pada pasien yang terpasang simple hanger	100%	100%	100%	100%
5.	Semua petugas wajib melakukan prosedur penggunaan simple hanger pada pasien-pasien yang terpasang urine bag , drain dan NGT	100%	100%	100%	100%
6.	Peletakan pemasangan simple hanger bena ( samping tempat tidur pasien )	100%	100%	100%	100%